

糖質代謝異常

糖質代謝異常CPMS

糖質代謝異常

糖質代謝異常の診断は、HbA1c、空腹血糖、OGTT後の血糖値、eCPMS、CPMSなどの検査結果に基づいて行われます。

■診断基準

糖質代謝異常の診断基準は、HbA1c、空腹血糖、OGTT後の血糖値、eCPMS、CPMSなどの検査結果に基づいて行われます。

	空腹血糖 A	OGTT後の血糖値 B	糖質代謝異常の診断基準 C
正常	110 mg/dL以下	110～125 mg/dL	126 mg/dL以下
糖質代謝異常	140 mg/dL以下	140～179 mg/dL	180 mg/dL以下
HbA1c	6.0以下	6.0～6.4	6.5以下

■診断基準

糖質代謝異常AはHbA1cが4.0～4.9、12時間血糖値が120以下、
糖質代謝異常BはHbA1cが4.0～4.9、
糖質代謝異常CはHbA1cが2.0～4.9

■診断基準


糖質代謝異常の診断基準は、HbA1c、空腹血糖、OGTT後の血糖値、eCPMS、CPMSなどの検査結果に基づいて行われます。

■診断基準

糖質代謝異常HbA1cは4.0～4.9

※糖質代謝異常CはHbA1cが2.0～4.9、12時間血糖値が120以下、BはHbA1cが4.0～4.9

Image



Novartis Pharmaceuticals Corporation

Novartis Pharmaceuticals Corporation

<mailto:clozaril.remote@novartis.com>

1-800-222-8814

9:00 AM - 5:00 PM

Novartis Pharmaceuticals Corporation

1-800-0120-003-293

9:00 AM - 5:00 PM

[Novartis](#)

Source URL: <https://loadtest.pro.novartis.com/products/clozaril/cpms/09>